

Ventilační produkty pro endoskopii

Endoskopická maska, vodící tubus pro bronchoskop



Endoskopická maska umožňuje bezpečnou kombinaci fiberoptické intubace pomocí bronchoskopu a ventilace pacienta. Konstrukce zajišťuje ideální utěsnění bronchoskopu a tím efektivní ventilaci během celého výkonu fiberoptické intubace. Tím zvyšuje komfort pacienta a usnadňuje práci lékaře.

Použití:

- ▶ fibroskopická intubace
- ▶ bronchoskopie
- ▶ gastroenterologie
- ▶ transezofageální echokardiografie

Odkazy

Nguyen, Khoa N., et al. "Congenital Microstomia in a Neonate with Impending Respiratory Compromise." Case Reports in Anesthesiology 2014 (2014).

Objednací informace



Endoskopická maska

na jedno použití, materiál: PVC

velikost	pacient	membrána	obj.č.	bal.
0	novorozenec	2.0 mm	30-40-000	6
1	kojenec	2.0 mm	30-40-111	6
3	dítě	3.0 mm	30-40-333	6
3	dítě	5.0 mm	30-40-335	6
5	dospělý	5.0 mm	30-40-555	6
5	dospělý	10.0 mm	30-40-777	6



Vodící tubus pro bronchoskop

na jedno použití, materiál: EVA

Lumen je dostatečně velký pro bronchoskop a ET kanylu. Délka je optimalizována k navedení ke glottis. Snadné vyjmutí po intubaci. Protiskusová vložka chrání drahé přístroje před poškozením.

velikost	délka	obj.č.	bal.
0	36 mm	30-40-400-1	10
2	65 mm	30-40-420-1	10
4	85 mm	30-40-440-1	10



Ventilační produkty pro endoskopii

Gastro-laryngeální tubus G-LT

Gastro-laryngeální tubus G-LT slouží k zajištění dýchacích cest během gastroendoskopických výkonů. Používá se u dospělých pacientů v hluboké sedaci nebo v anestézii při spontánní i řízené ventilaci.

Použití:

- ▶ diagnostické a terapeutické ERCP (endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie)
- ▶ enteroskopie
- ▶ perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG), zejména u neurologických pacientů

Výhody:

- prevence a kontrola hypoventilace a desaturace pacienta
- rychlejší endoskopické výkony
- jednodušší zavedení endoskopu do ezofágu
- použití bez přímé laryngoskopie a svalové relaxace
- je možné použití kapnometrie a kapnografie
- nižší spotřeba anestetik
- chrání dýchací cesty před gastro-ezofageálním refluxem a vdechnutím žaludečního obsahu



Objednací informace



Gastro-laryngeální tubus G-LT

pro opakované použití, materiál: silikon

pacient	velikost	obj.č.	bal.
dospělý	> 155 cm	32-90-004	1



Odkazy

Gaitini, L. A., et al. "Gastro-Laryngeal Tube for endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a preliminary report." *Anaesthesia* 65.11 (2010): 1114-1118.

Masky a resuscitační vaky

Obličejové masky



VBM nabízí velmi široký výběr obličejových masek z různých materiálů a rozdílných typů. Sortiment pokrývá všechny velikosti od novorozeneckých až po dospělé. Podle materiálu masek se dělí na dvě hlavní skupiny - pro opakované a na jedno použití.

Objednací informace



Silikonové obličejové masky

pro opakované použití

Bi-masky

silikonové masky se zalitým korpusem (PSU)

velikost	pacient	konus	barva	obj.č.	bal.
2	dítě	I.D. 22 mm	zelená	35-65-222	1
3	dospělý, menší	I.D. 22 mm	žlutá	35-65-223	1
4	dospělý, střední	I.D. 22 mm	červená	35-65-224	1
5	dospělý, větší	I.D. 22 mm	fialová	35-65-225	1
6	dospělý, extra vel.	I.D. 22 mm	modrá	35-65-226	1



Bi-masky s nafukovacím okrajem

silikonové masky se zalitým korpusem (PSU)

velikost	pacient	konus	barva	obj.č.	bal.
3	dospělý, menší	I.D. 22 mm	žlutá	35-75-223	1
4	dospělý, střední	I.D. 22 mm	červená	35-75-224	1
5/6	dospělý, větší	I.D. 22 mm	fialová	35-75-225	1



Masky s plastovým korpusem a nafukovacím okrajem

velikost	pacient	konus	barva	obj.č.	bal.
2	dítě	I.D. 22 mm	zelená	35-70-222	1
3	dospělý, menší	I.D. 22 mm	žlutá	35-70-223	1
4	dospělý, střední	I.D. 22 mm	červená	35-70-224	1
5	dospělý, větší	I.D. 22 mm	fialová	35-70-225	1
6	dospělý, extra vel.	I.D. 22 mm	modrá	35-70-226	1



Rendell Baker masky

velikost	pacient	konus	obj.č.	bal.
0	novorozenec	I.D. 22 mm	35-60-000	10
1	kojenec	I.D. 22 mm	35-60-001	10
2	dítě, menší	I.D. 22 mm	35-60-002	10
3	dítě	I.D. 22 mm	35-60-003	10



Pediatrické masky kulaté

velikost	pacient	konus	obj.č.	bal.
0	novorozenec	I.D. 15 mm	80-11-000	10
1	kojenec	I.D. 15 mm	80-11-001	10
2	dítě	I.D. 22 mm	80-11-002	10



Objednací informace



PVC obličejové masky

na jedno použití

Masky s nafukovacím okrajem

velikost	pacient	konus	barva	obj.č.	bal.
1	novorozenec	I.D. 15 mm	-	obj.č. 35-40-201	10
2	kojenec	I.D. 15 mm	-	obj.č. 35-40-202	10
3	dítě	I.D. 22 mm	žlutá	obj.č. 35-40-203	10
4	dospělý, menší	I.D. 22 mm	červená	obj.č. 35-40-204	10
5	dospělý, střední	I.D. 22 mm	fialová	obj.č. 35-40-205	10
6	dospělý, větší	I.D. 22 mm	modrá	obj.č. 35-40-206	10

