

## Dispo Infusor

- ▶ na jedno použití
- ▶ snižuje riziko infekce



**Balonek**  
velký objem,  
ergonomický & bezlatexový

**Trojcestný kohout**  
pro rychlé vypuštění

**Různá provedení**



**A**  
Indikátor tlaku  
s barevnými poli

**B**  
Balonek a trojcestný  
kohout

**C**  
Luer Lock  
koncovka



**Poutko na suchý zip**  
snadná fixace a přizpůsobení  
pro různé typy infúzních vaků

**Průsvitné provedení**  
snadná kontrola obsahu  
infúzního vaku

### Různá provedení

- na jedno i pro opakované použití
- s manometrem nebo indikátorem tlaku
- pro rychlou přetlakovou infúzi (500 ml, 1000 ml)
- pro proplachy infúzním roztokem (500 ml, 1000 ml, 3000 ml)

### Bezpečné pro pacienty

- spolehlivá kontrola tlaku
- bezlatexové provedení

### Hygienické

- snadné čištění a dezinfekce
- snižují riziko infekce

### Provedení

- vhodné pro většinu infúzních vaků
- odolná konstrukce



## Objednací informace

### Dispo Infusor

s poutkem na suchý zip (500 ml & 1000 ml) nebo háčkem (3000 ml), na jedno použití


provedení	500 ml	1000 ml	bal.	3000 ml	bal.
<b>A</b> s balonkem, trojcestným kohoutem a indikátorem tlaku	56-02-050	56-02-100	5	56-02-300	1
<b>B</b> s balonkem a trojcestným kohoutem	56-03-050	56-03-100	5	-	-
<b>C</b> s Luer Lock koncovkou	56-01-050	56-01-100	5	56-01-300	1

# Tlakové infúzní manžety

Manuální systém pro rychlé přetlakové infúze a proplachy

**VBM**

VBM - lékařská technika, spol. s r. o. | Komenského 1313 | 664 34 Kuřim  
Tel./fax: 541 231 191 | e-mail: info@vbm.cz | www.vbm.cz



PS13-1.0CZ/04.17

**VBM**

# Tlakové infúzní manžety – odolné – hygienické – spolehlivé – snadné použití

Díky široké škále tlakových infúzních manžet je možné naplnit všechny požadavky bezpečného podání infúzních roztoků.

Všechny modely infúzních manžet VBM, jednorázové i pro opakované použití, jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a mají spolehlivé systémy měření tlaku.

Vodoodpudivé materiály usnadňují čištění a dezinfekci tlakových infúzních manžet, čímž se snižuje riziko křížové kontaminace.

Různá provedení nabízejí uživateli kombinaci přesného měření tlaku a efektivních nákladů.

## Tlakové infúzní manžety

- ▶ pro opakované použití
- ▶ snadné čištění & dezinfekce díky voděodolnému povrchu
- ▶ výhodná cena



**Balonek**  
velký objem,  
ergonomický & bezlatexový

**Trojcestný kohout**  
pro rychlé vypuštění

Provedení



**A**  
Precizní manometr  
odolné provedení

**B**  
Manometr  
cenově výhodný


**C**  
Indikátor tlaku  
s barevnými poli

**Dvojitý háček**  
snadné zavěšení  
a přizpůsobení pro různé typy  
infúzních vaků

**Průsvitné provedení**  
snadná kontrola obsahu  
infúzního vaku

## Transparentní manžety

- ▶ pro opakované použití
- ▶ snadné čištění & dezinfekce díky hladkému povrchu
- ▶ průhledné - dobrý přehled o obsahu infúzního vaku



**Háček**  
snadné zavěšení  
infúzního vaku

**Transparentní**  
okamžitý přehled  
o obsahu infúzního vaku

**Balonek**  
velký objem,  
ergonomický & bezlatexový

**Trojcestný kohout**  
pro rychlé vypuštění

Provedení



**A**  
Precizní manometr  
odolné provedení

**B**  
Manometr  
cenově výhodný

**C**  
Indikátor tlaku  
s barevnými poli

**D**  
Luer Lock  
koncovka

**Zavinovací**  
- perfektně se přizpůsobí jakémukoli vaku  
- umožní rovnoměrné působení tlaku na celý vak

### Objednací informace

#### Tlaková infúzní manžeta

s dvojitým háčkem, pro opakované použití

provedení	500 ml	1000 ml	bal.
<b>A</b> s balonkem, trojcestným kohoutem a precizním manometrem	58-08-050	58-08-100	1
<b>B</b> s balonkem, trojcestným kohoutem a manometrem	58-06-050	58-06-100	1
<b>C</b> s balonkem, trojcestným kohoutem a indikátorem tlaku	58-02-050	58-02-100	1

### Objednací informace

#### Transparentní manžety

s háčkem, pro opakované použití

Version	500 ml	1000 ml	3000 ml	bal.
<b>A</b> s balonkem, trojcestným kohoutem a precizním manometrem	57-08-050	57-08-100	57-08-300	1
<b>B</b> s balonkem, trojcestným kohoutem a manometrem	57-06-050	57-06-100	57-06-300	1
<b>C</b> s balonkem, trojcestným kohoutem a indikátorem tlaku	57-02-050	57-02-100	57-02-300	1
<b>D</b> s Luer Lock koncovkou	-	-	57-01-300	1