


# Set pro urgentní koniotomii Quicktrach I



Koniotomie

## Objednací informace



### Quicktrach I, balení v blistru na jedno použití, sterilní

pacient	I.D.	Quicktrach I	bal.
kojenec	1.5 mm	obj.č. 30-04-015-1	1
dítě	2.0 mm	obj.č. 30-04-002-1	1
dospělý	4.0 mm	obj.č. 30-04-004-1	1




### Quicktrach I, balení v plastové trubce na jedno použití, sterilní, ideální do záchranářských batohů

pacient	I.D.	Quicktrach I	bal.
dítě	2.0 mm	obj.č. 30-04-902-1	1
dospělý	4.0 mm	obj.č. 30-04-904-1	1



# Set pro urgentní koniotomii

## Quicktrach II s manžetou



**Fixační páska**  
 - pro bezpečnou fixaci  
 - měkký pěnový materiál

**Bezpečnostní klip**  
 Plastová kanyla se posune dopředu dokud bezpečnostní klip nezapadne do správné polohy. Klip fixuje konektor a zabraňuje náhodnému vysunutí jehly z kanyly.

**Zarážka**  
 zabraňuje hlubokému zavedení  
 a poranění zadní tracheální stěny

**Manžeta**  
 - manžeta je vyrobena z velmi tenkého materiálu a je velmi robustní  
 - umožňuje dostatečnou ventilaci s ochranou proti aspiraci

**Kovová jehla**  
 speciálně broušený hrot jehly do 2 mm řeže  
 a potom dilatuje do 4 mm (velikost pro dospělé)

Koniotomie

### Objednací informace



#### Quicktrach II, balení v blistru

na jedno použití, sterilní

pacient	I.D.	Quicktrach II s manžetou	bal.
dospělý	4.0 mm	<b>obj.č. 30-10-004-1</b>	1



#### Quicktrach II, balení v plastové trubce

na jedno použití, sterilní,  
 ideální do záchranářských batohů

pacient	I.D.	Quicktrach II s manžetou	bal.
dospělý	4.0 mm	<b>obj.č. 30-10-904-1</b>	1

