


Dispo Infusor

- ▶ na jedno použití
- ▶ snižuje riziko infekce



Balonek
velký objem,
ergonomický & bezlatexový

Trojcestný kohout
pro rychlé vypuštění

Různá provedení



A
Indikátor tlaku
s barevnými poli

B
Balonek a trojcestný
kohout

C
Luer Lock
koncovka



Poutko na suchý zip
snadná fixace a přizpůsobení
pro různé typy infúzních vaků

Průsvitné provedení
snadná kontrola obsahu
infúzního vaku

Různá provedení

- na jedno i pro opakované použití
- s manometrem nebo indikátorem tlaku
- pro rychlou přetlakovou infúzi (500 ml, 1000 ml)
- pro proplachy infúzním roztokem (500 ml, 1000 ml, 3000 ml)

Bezpečné pro pacienty

- spolehlivá kontrola tlaku
- bezlatexové provedení

Hygienické

- snadné čištění a dezinfekce
- snižují riziko infekce

Provedení

- vhodné pro většinu infúzních vaků
- odolná konstrukce



Objednací informace

Dispo Infusor

s poutkem na suchý zip (500 ml & 1000 ml) nebo háčkem (3000 ml), na jedno použití


provedení	500 ml	1000 ml	bal.	3000 ml	bal.
A s balonkem, trojcestným kohoutem a indikátorem tlaku	56-02-050	56-02-100	5	56-02-300	1
B s balonkem a trojcestným kohoutem	56-03-050	56-03-100	5	-	-
C s Luer Lock koncovkou	56-01-050	56-01-100	5	56-01-300	1

Tlakové infúzní manžety

Manuální systém pro rychlé přetlakové infúze a proplachy

VBM

VBM - lékařská technika, spol. s r. o. | Blanenská 982 | 664 34 Kuřim
Tel.: 541 231 191 | e-mail: info@vbm.cz | www.vbm.cz



VBM

Tlakové infúzní manžety – odolné – hygienické – spolehlivé – snadné použití

Díky široké škále tlakových infúzních manžet je možné naplnit všechny požadavky bezpečného podání infúzních roztoků.

Všechny modely infúzních manžet VBM, jednorázové i pro opakované použití, jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a mají spolehlivé systémy měření tlaku.

Vodoodpudivé materiály usnadňují čištění a dezinfekci tlakových infúzních manžet, čímž se snižuje riziko křížové kontaminace.

Různá provedení nabízejí uživateli kombinaci přesného měření tlaku a efektivních nákladů.

Tlakové infúzní manžety


- ▶ pro opakované použití
- ▶ snadné čištění & dezinfekce díky voděodolnému povrchu
- ▶ výhodná cena



Balonek
velký objem,
ergonomický & bezlatexový

Trojcestný kohout
pro rychlé vypuštění

Provedení



Precizní manometr
odolné provedení



Indikátor tlaku
s barevnými poli

Dvojitý háček
snadné zavěšení
a přizpůsobení pro různé typy
infúzních vaků

Průsvitné provedení
snadná kontrola obsahu
infúzního vaku

Transparentní manžety

- ▶ pro opakované použití
- ▶ snadné čištění & dezinfekce díky hladkému povrchu
- ▶ průhledné - dobrý přehled o obsahu infúzního vaku




Háček
snadné zavěšení
infúzního vaku

Transparentní
okamžitý přehled
o obsahu infúzního vaku

Balonek
velký objem,
ergonomický & bezlatexový

Trojcestný kohout
pro rychlé vypuštění

Provedení



Precizní manometr
odolné provedení



Indikátor tlaku
s barevnými poli



Luer Lock
koncovka



Zavínovací

- perfektně se přizpůsobí jakémukoli vaku
- umožní rovnoměrné působení tlaku na celý vak



Objednací informace

Tlaková infúzní manžeta

s dvojitým háčkem, pro opakované použití

provedení	500 ml	1000 ml	bal.
A s balonkem, trojcestným kohoutem a precizním manometrem	58-08-050	58-08-100	1
B s balonkem, trojcestným kohoutem a indikátorem tlaku	58-02-050	58-02-100	1

Objednací informace

Transparentní manžety

s háčkem, pro opakované použití

Provedení	500 ml	1000 ml	3000 ml	bal.
A s balonkem, trojcestným kohoutem a precizním manometrem	57-08-050	57-08-100	57-08-300	1
B s balonkem, trojcestným kohoutem a indikátorem tlaku	57-02-050	57-02-100	57-02-300	1
C s Luer Lock koncovkou	-	-	57-01-300	1